




Alcodes® MaxiWipes^{1,3}

Die schnelle Wischdesinfektion für Zwischendurch

- Schnelle, wasserfreie Desinfektion
- Ideale Abstimmung zwischen Tuch und Desinfektionsmittel
- Hohes Aufnahmevermögen
- Geprüfte und bewährte Desinfektion mit P3-alcodes®^{2,3}
- Speziell für Lebensmittel- und Getränkeindustrie



Das Ecolab Hygiene Konzept beinhaltet zielgerichtete Lösungen für das Hygienemanagement im Bereich „Personal und sein Arbeitsumfeld“. Die Desinfektionstücher **Alcodes® MaxiWipes^{1,3}** wurden entwickelt für Zwischenanwendungen auf Oberflächen in Produktions-, Labor- und Verkaufsbereichen von Lebensmittel- und Getränkebetrieben. Zwei Faktoren bewirken den Reinigungs- und Desinfektionseffekt der **Alcodes® MaxiWipes^{1,3}**.

Das Tuch: **MaxiWipes**

- Weiches Mischgewebe aus Zellulose- und Synthetikfasern
- Fusselarm
- Gut sichtbar in Lebensmittelumgebung durch blaue Farbgebung
- Größe: 200 x 250 mm
- Hohes Aufnahmevermögen
 - nimmt mehr Desinfektionsmittel auf
 - nimmt mehr Restverschmutzung auf

Das Desinfektionsmittel: **P3-alcodes®^{2,3}**

- Schnell wirksame Flächendesinfektion auf Basis von Alkohol
- Sehr gute Benetzung
- Für alle material- und wasserempfindlichen Oberflächen
- Geprüft nach **EN 1276** (Bakterizide), **EN 1650** (Fungizide) und quantitativem Oberflächentest **EN 13697**
- DVG gelistet



Alcodes® MaxiWipes^{1,3}

- Vorratsbehälter enthält 500 in **P3-alcodes®^{2,3}** getränkte Tücher
- Entnahmeöffnung kann wieder verschlossen werden

¹ - Biozid: N-19485 Biozid-Nr.: CHZN0601

² - Biozid: N-19050

³ Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. (Hinweis gem. Chemikaliengesetz vom 20.06.2002)